

## **RECOGIDA DE ORINA EN LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS**

***PARA OBTENER UN RESULTADO FIABLE LE ROGAMOS SIGA LAS SIGUIENTES INDICACIONES***

Se deben utilizar bolsas de recogida para orinas pediátrica.

- Separar las piernas del niño.
- Limpiar el área genital con agua y jabón, y secarla de forma que quede limpia, seca y sin restos de jabón. NO aplicar polvos, aceites o lociones a la piel
- Antes de retirar el adhesivo, separar las paredes de la bolsa para que la orina fluya fácilmente en su interior.
- Retirar el adhesivo procurando no manipular la zona adhesiva de la bolsa.

NIÑAS: Presionar el adhesivo firmemente a la piel alrededor de la vagina.

NIÑOS: Ajustar la bolsa sobre el pene y presionar las alas firmemente sobre la piel.

- Asegurarse de que la cubierta completa del adhesivo está unida con firmeza a la piel sin arrugas del adhesivo.
- Revisar el contenedor periódicamente (por ej. Cada 15-20 minutos). Si no ha emitido orina, se debe quitar la bolsa y colocar una nueva.
- Cuando haya orina en la bolsa quitarla y cerrarla.

Remitir la orina al laboratorio lo antes posible.